

**Tubos criogénicos LLG, PP, estériles****LLG Labware****Tubos criogénicos LLG, PP, estériles**

Con forma de estrella en el tapón, para tapan/destapan de manera automatizada.

Resistentes a temperaturas de hasta -196°C . **No apropiados para operaciones con nitrógeno líquido.** Manipulación segura y precisa de material biotecnológico. Cada tubo está provisto de un código de barras. Libres de DNAsas/RNAsas. Tanto los viales como los tapones son esterilizables en autoclave a 121°C .

Concepción homogénea:

-Hechos de polipropileno

-Tapón roscado de una pieza, giro único

Graduaciones impresas para mediciones exactas. Zona blanca grande para escribir los datos de identificación de la muestra. Estériles.

Envasados en 2 bolsas de 50 tubos.



Code	Description	Packaging
LLG09401160	LLG-Cryotubes 1,2 ml, PP, clearexte/100	100 pz.
LLG09401161	LLG-Cryotubes 1.2 ml, PP, naturalin/100	100 pz
LLG09401162	LLG-Cryotubes 2.0 ml, PP, naturalex/100	100 pz.
LLG09401163	LLG-Cryotubes 2.0 ml, PP, naturalin/100	100 pezzi
LLG09401164	LLG-Cryotubes 2.0 ml, PP, naturalex/100	2 x 50 pz
LLG09401165	LLG-Cryotubes 2.0 ml, PP, naturalin/100	100 pz.
LLG09401166	LLG-Cryotubes 5.0 ml, PP, naturalex/100	100 pz
LLG09401167	LLG-Cryotubes 5.0 ml, PP, naturalin/100	100 pz.
LLG09401168	LLG-Cryotubes 5.0 ml, PP, naturalin/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

