

**LLG-Tapones de rosca corta ND9, magnéticos****LLG Labware****LLG-Tapones de rosca corta ND9, magnéticos**

Estos cierres de rosca corta tienen un manguito magnético y son más convenientes y seguros para agarrar que los cierres por presión magnéticos de 11 mm. Han sido certificados y aprobados oficialmente por CTC.

- Tapón de rosca corto y agujero de 6mm
- Manguito metálico magnético montado (color dorado)
- Temperatura resistente desde -60°C a 200°C
- Formación mínima de partículas durante la penetración





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

