

**Alfombrilla adhesiva Nomad[™] 4300****3M Deutschland****Alfombrilla adhesiva Nomad[™] 4300**

Ideal para zonas con una demanda elevada de pureza del aire. La capa adhesiva en la estera Nomad[™] recoge todas las partículas de polvo de los zapatos y las adhiere para que no se puedan esparcir. No es preciso limpiarla y en caso necesario se cambia la capa adhesiva usada por una nueva. La estera libre de silicona se puede fijar al suelo fácilmente y sin dejar residuos.

-Consiste en múltiples capas adhesivas revestidas, de polietileno transparente, que se pegan a una base de vinilo

-Para su uso en la entrada de salas estériles (condiciones de sala limpia), o bien requisitos de higiene máxima

-40 capas, numeradas

-Esteras desechables, extraíbles

-Fácil de instalar

-Se puede andar y conducir sobre ella sin problemas

-Muy buena eliminación y retención de las partículas de suciedad





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

