



Accesorios para SHARPSAFE[®]

Accesorios para SHARPSAFE[®]

- Pies reutilizables y desinfectables para superficies horizontales
Aumentan la estabilidad del contenedor y facilitan el uso con una sola mano para evitar lesiones
En la parte inferior están equipados con tiras adhesivas reutilizables o ventosas para una sujeción segura
- Color: blanco / amarillo
 - Limpieza: desinfección con un paño
 - Autoclavables a 135 ° C durante 20 minutos
 - Material: Polipropileno
 - País de origen : Unión Europea

Clip de seguridad para montaje en diferentes superficies: paredes, barras redondas, barras cuadradas, barras de carro

- Montaje universal para Sharpsafe[®] 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 9h litro
- Audible "click" cuando se bloquea y asegura correctamente el contenedor
- Gracias al reducido espacio requerido, los contenedores Sharpsafe[®] pueden montarse de forma muy segura
- Permite el uso con una sola mano de Sharpsafe[®] en cualquier momento
- Suave, sin protuberancias para una higiene óptima
- Limpieza: desinfección con un trapo o por inmersión
- Material: Clip de seguridad: Tornillos ABS, (incluidos): Acero Inoxidable
- País de origen : Unión Europea



Code	Description	Packaging
LLG09264218	Accessoires pour SHARPSAFE®, Support po	1 pz.
LLG09264219	Accessoires pour SHARPSAFE®, Support po	1 pz.
LLG09264220	Accessoires pour SHARPSAFE®, Support po	1 pz.
LLG09264221	Accessoires pour SHARPSAFE®, Support po	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

