



## Accesorios para SHARPSAFE<sup>®</sup>

### Accesorios para SHARPSAFE<sup>®</sup>

Pies reutilizables y desinfectables para superficies horizontales

Aumentan la estabilidad del contenedor y facilitan el uso con una sola mano para evitar lesiones

En la parte inferior están equipados con tiras adhesivas reutilizables o ventosas para una sujeción segura

-Color: blanco / amarillo

-Limpieza: desinfección con un paño

-Autoclavables a 135 ° C durante 20 minutos

-Material: Polipropileno

-País de origen : Unión Europea

Clip de seguridad para montaje en diferentes superficies: paredes, barras redondas, barras cuadradas, barras de carro

-Montaje universal para Sharpsafe<sup>®</sup> 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 9h litro

-Audible "click" cuando se bloquea y asegura correctamente el contenedor

-Gracias al reducido espacio requerido, los contenedores Sharpsafe<sup>®</sup> pueden montarse de forma muy segura

-Permite el uso con una sola mano de Sharpsafe<sup>®</sup> en cualquier momento

-Suave, sin protuberancias para una higiene óptima

-Limpieza: desinfección con un trapo o por inmersión

-Material: Clip de seguridad: Tornillos ABS, (incluidos): Acero Inoxidable

-País de origen : Unión Europea



Code	Description	Packaging
LLG09264218	Accessoires pour SHARPSAFE®, Support po	1 pz.
LLG09264219	Accessoires pour SHARPSAFE®, Support po	1 pz.
LLG09264220	Accessoires pour SHARPSAFE®, Support po	1 pz.
LLG09264221	Accessoires pour SHARPSAFE®, Support po	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

