

**Sistemas de cierre Matrix™ SepraSeal**

Las esteras de sellado Matrixä SepraSeal son adecuadas para sellar de forma segura los tubos de muestra con o sin código 2D. Para acceder a la muestra, las tapas pueden ser retiradas con la práctica herramienta para retirarlas (código 6.254 390, pedir por separado) o perforadas una vez. Las versiones precortadas son adecuadas para perforaciones múltiples. La función de autosellado del elastómero precortado mantiene la integridad de la muestra.

-Para el almacenamiento hasta -20 °C

-Es posible el cierre individual o el cierre de 96 tubos de muestra simultáneamente

-Buena resistencia química

-Baja tasa de evaporación

Con la estera de sellado DuraSeal Matrixä (código 4.658 312), los tubos de muestra se sellan permanentemente. La estera de sellado está pre-cortada para el acceso a la muestra y tiene un diseño en forma de V. El elastómero especial asegura que se mantenga la integridad de la muestra. Adecuada para el almacenamiento de muestras hasta -80 °C.



Code	Description	Packaging
LLG04658300	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658312	DuraSeal closure mats pierceable, n/500	500 pz.
LLG04658359	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658360	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658361	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658362	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658363	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658364	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658365	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658366	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658367	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658368	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658369	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658370	SepraSeal closure mats pierceable, /960	960 pz.
LLG04658371	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG04658374	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG04658375	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG04658376	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG04658377	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG04658378	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04658379	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG04658380	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG06251983	SepraSeal closure mats pierceable, /960	10 pz.
LLG06253949	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG06253979	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG06253980	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG06253981	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG06253982	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.
LLG06254390	SepraSeal cap removal tool/1	1 pz.
LLG06254687	SepraSeal closure mats Pre-Split pi/960	960 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

