

**Agitador de microtitración LLG-uniPLATESHAKER 1**

LLG Labware

Agitador de microtitración LLG-uniPLATESHAKER 1

-El LLG-uniPLATESHAKER 1 ha sido diseñado para acomodar y mezclar una sola microplaca. Debido a su **pequeña huella** puede ser usada en áreas de trabajo con espacio limitado como las campanas de gases y las cabinas de bio-seguridad. También se puede utilizar dentro de una cámara frigorífica.

-Pantalla digital con ajustes de velocidad y tiempo

-**Velocidad variable** de 300 a 1800 min⁻¹

-Motor de corriente continua sin escobillas y sin mantenimiento

-Diámetro orbital de 2 mm para una mezcla completa

-Ajuste del temporizador de 1 a 99 minutos y modo continuo

-**Ajuste universal**; viene con abrazaderas intercambiables para diferentes tamaños de microplacas

-Viene con un accesorio de espuma para 20 microtubos de 1,5/2 ml

Material de suministro: agitador, adaptador de red, 2 accesorios (accesorio de espuma y accesorio para placas de microtitración), 6 abrazaderas

Especificaciones

Tipo de movimiento: orbital

Diámetro orbital: 2 mm

Rango de velocidad:

Carga máx.: 300 ... 1800 min⁻¹

1 kg

Motor: Motor CC sin escobillas

Temporizador: 1 ... 99 min, continuo

Potencia: 15 W

Temperatura ambiente permisible: 4 ... 40 °C

Dimensiones (An x L x Alt): 127 x 85 x 86 mm

Peso: 1,4 kg

Fuente de alimentación: 100 ... 230 V, 50/60 Hz

Garantía: 3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263488	LLG-uniPLATESHAKER 1single micro plate	1 pz.
LLG06263489	LLG-uniPLATESHAKER 1single micro plate	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

