

**Agitador de microtitraciónLLG-uniPLATESHAKER 1****LLG Labware****Agitador de microtitraciónLLG-uniPLATESHAKER 1**

-El LLG-uniPLATESHAKER 1 ha sido diseñado para acomodar y mezclar una sola microplaca. Debido a su **pequeña huella** puede ser usada en áreas de trabajo con espacio limitado como las campanas de gases y las cabinas de bio-seguridad. También se puede utilizar dentro de una cámara frigorífica.

-Pantalla digital con ajustes de velocidad y tiempo

-**Velocidad variable** de 300 a 1800 min<sup>-1</sup>

-Motor de corriente continua sin escobillas y sin mantenimiento

-Diámetro orbital de 2 mm para una mezcla completa

-Ajuste del temporizador de 1 a 99 minutos y modo continuo

-**Ajuste universal**; viene con abrazaderas intercambiables para diferentes tamaños de microplacas

-Viene con un accesorio de espuma para 20 microtubos de 1,5/2 ml

**Material de suministro:** agitador, adaptador de red, 2 accesorios (accesorio de espuma y accesorio para placas de microtitración), 6 abrazaderas

**Especificaciones**

**Tipo de movimiento:** orbital

**Diámetro orbital:** 2 mm

**Rango de velocidad:**

**Carga máx.:** 300 ... 1800 min<sup>-1</sup>

**1 kg**

**Motor:** Motor CC sin escobillas

**Temporizador:** 1 ... 99 min, continuo

**Potencia:** 15 W

**Temperatura ambiente permisible:** 4 ... 40 °C

**Dimensiones (An x L x Alt):** 127 x 85 x 86 mm

**Peso:** 1,4 kg

**Fuente de alimentación:** 100 ... 230 V, 50/60 Hz

**Garantía:** 3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263488	LLG-uniPLATESHAKER 1single micro plate	1 pz.
LLG06263489	LLG-uniPLATESHAKER 1single micro plate	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

