

**Termostato de inmersión****PolyScience****Termostato de inmersión**

Termostato de inmersión para todo tipo de baños. Se agarra fijamente tanto a paredes de tanque curvadas como rectas. La carcasa protege al usuario y al elemento calefactor.

- Estabilidad de la temperatura +/- 0,07 °C
- Profundidad mínima de trabajo 7,5 pulgadas / 19 cm
- Gran pantalla LCD
- Resolución de la pantalla 0,1 °C
- Visualiza al mismo tiempo la temperatura actual y del punto definido
- Bomba integrada y protección del calentador
- Protección integrada para excesos de temperatura
- Protección a nivel bajo de líquido
- Pinza incluida para paredes curvadas y rectas
- Presión máxima 0,12 bar / 1,8 psi con una velocidad de flujo a presión máxima de 11,9 l/min



Code	Description	Packaging
LLG06281081	Immersion Circulator MX max. temp. 13/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

