

**Baños de agua digitales**

Los baños de agua PolyScience se caracterizan por una pantalla de fácil manejo, alta precisión, manejo sencillo y una excelente relación calidad-precio. La pantalla inclinada hace que la legibilidad y el uso sean muy cómodos. El controlador digital de temperatura fácil de usar cuenta con tres preajustes de temperatura para la selección con un solo toque de los puntos de ajuste de uso frecuente, además de una alarma de límite alto configurable por el usuario que avisa si la temperatura del baño excede los límites preestablecidos.

- Visualización simultánea de la temperatura real y la temperatura de consigna
- Tres preajustes de botón para temperaturas de uso frecuente
- Temporizador integrado
- Capacidad de calibración
- Cinco tamaños de depósito de 2 a 28 litros
- Desagüe de depósito (baños de 10, 20 y 28 litros)
- Termostatos de seguridad primarios y automáticos
- Depósito de acero inoxidable con tapa a dos aguas con bisagras
- Pantalla LCD iluminada de 3,25"
- Temperatura ambiente máxima: 40 °C
- Bandeja de muestras incluida
- Rango de temperatura: Ambiente + 5 a 99 °C
- Uniformidad de temperatura +/- 0,2 °C
- Estabilidad de la temperatura: +/- 0,1 °C

La tapa alta permite la colocación sin interferencias de botellas o frascos de medios en el Baño de Agua de Uso General. Por ejemplo: 4 frascos de 1 litro caben en un baño de 10 litros con la tapa completamente cerrada.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

