

**Floculador AL30 / AL40 / AL50, de sobremesa**

Tintometer GmbH

Floculador AL30 / AL40 / AL50, de sobremesa

Diseñado para analizar la eficiencia de los agentes de floculación o precipitación.

- Para uso en laboratorios. Modelo AL30 portátil
- Panel trasero iluminado para una observación sin deslumbramiento de las muestras
- Modelos AL40 y AL50 con velocidad de agitación regulable sin escalones
- La velocidad de AL30 se puede ajustar a 20, 40, 50, 100 y 200 min⁻¹
- Función de temporizador y pantalla digital
- Ajuste de la altura de las cuchillas de agitación durante el funcionamiento
- Para vasos de precipitados de 1000 a 1500 ml de volumen, de forma alta y baja

Especificaciones**Control de la velocidad****AL30:**

AL40 + AL50: 20, 40, 50, 100, 120 min⁻¹


10 ... 300 min⁻¹

Temporizador:**AL30:**

AL40 + AL50: 0 ... 30 minutos (continuo)

0 ... 999 minutos o 0 ... 99 horas (continuo)

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

