

**Cojinete para agitador magnético con junta esmerilada****Buddeberg GmbH****Cojinete para agitador magnético con junta esmerilada**

Cabezal agitador con un acoplamiento magnético permanente para aplicaciones de mezcla en vacío.

No se requiere un eje recto ni anillos de sellado del eje, ya que el par se proporciona sin contacto por medio de la fuerza magnética.

Velocidad de rotación: 2500rpm

Material: 1.4435 (AISI 316L)

Sello: Viton

Rodamientos: Acero para rodamientos de bolas



Code	Description	Packaging
LLG09779202	Stirrer head with magnetic coupling a/1	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

