

**Kit de muestreo con espátulas SteriPlast[®]****Bürkle****Kit de muestreo con espátulas SteriPlast[®]**

El kit SteriPlast[®] es la combinación ideal para la obtención de muestras puras y estériles. Todo el material se esteriliza mediante rayos gamma y se puede usar en la industria alimentaria. Las espátulas se fabrican y envasan individualmente en salas limpias. La bolsa de muestra SteriBag Premium dispone de un sellado integrado y es impermeable a los líquidos. Cada bolsa tiene su código de seguimiento único junto con la garantía y el código de trazabilidad.

Material suministrado: 10 espátulas SteriPlast[®] de 150 mm de profundidad de inserción y 10 bolsas SteriBag premium de 300 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06283733	SteriPlast Kit Sampling setcons. of 10x	1 kit



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

