

**Kit de muestreo con espátulas SteriPlast<sup>®</sup>****Bürkle****Kit de muestreo con espátulas SteriPlast<sup>®</sup>**

El kit SteriPlast<sup>®</sup> es la combinación ideal para la obtención de muestras puras y estériles. Todo el material se esteriliza mediante rayos gamma y se puede usar en la industria alimentaria. Las espátulas se fabrican y envasan individualmente en salas limpias. La bolsa de muestra SteriBag Premium dispone de un sellado integrado y es impermeable a los líquidos. Cada bolsa tiene su código de seguimiento único junto con la garantía y el código de trazabilidad.

**Material suministrado:** 10 espátulas SteriPlast<sup>®</sup> de 150 mm de profundidad de inserción y 10 bolsas SteriBag premium de 300 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06283733	SteriPlast Kit Sampling setcons. of 10x	1 kit



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

