

**Uniones roscadas para bombas de barril****Bürkle****Uniones roscadas para bombas de barril**

Uniones roscadas para bombas de barril de acero inoxidable.

Construidas en latón niquelado. Para contenedores con R2", rosca interna del barril de acero.



| Code        | Description                          | Packaging |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| LLG06090497 | Barrel screw joint, hermetic sealing | 1 pz.     |
| LLG09001345 | Drum hand pumps,drum screw thread 2  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

