

**Cajas de almacenamiento criogénicas LLG, plastificadas, blancas****Cajas de almacenamiento criogénicas LLG, plastificadas, blancas**

Hechas de cartón, recubierta de plástico. Sin divisores. Cuadradas. Para el almacenamiento de muestras. Con tapa. Otras medidas y colores disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG06290869	LLG-Cryobox 133x133x50mm white, special,	10 pz.
LLG06290870	LLG-Cryobox 136x136x50mm white, special,	10 pz.
LLG06290873	LLG-Cryobox 136x136x100mm white, special	10 PZ
LLG06290877	LLG-Cryobox 136x136x75mm white, special,	10 pz
LLG06290878	LLG-Cryobox 133x133x75mm white, special,	10 pz
LLG06290879	LLG-Cryobox 133x133x100mm white, special	10 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

