



Cajas de almacenamiento criogénicas LLG, plastificadas, blancas

Cajas de almacenamiento criogénicas LLG, plastificadas, blancas

Hechas de cartón, recubierta de plástico. Sin divisores. Cuadradas. Para el almacenamiento de muestras. Con tapa. Otras medidas y colores disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG06290869	LLG-Cryobox 133x133x50mm white, special,	10 pz.
LLG06290870	LLG-Cryobox 136x136x50mm white, special,	10 pz.
LLG06290873	LLG-Cryobox 136x136x100mm white, special	10 PZ
LLG06290877	LLG-Cryobox 136x136x75mm white, special,	10 pz
LLG06290878	LLG-Cryobox 133x133x75mm white, special,	10 pz
LLG06290879	LLG-Cryobox 133x133x100mm white, special	10 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

