



Vaso de precipitados, DURAN[®], forma alta, sin pico

Vaso de precipitados, DURAN[®], forma alta, sin pico

Con escala de fácil lectura y gran campo de etiquetado para un marcado fácil.

Cerámica blanca de marca y, por tanto, de gran durabilidad.



Code	Description	Packaging
LLG07020771	Beakers, tall form DURAN150ml without s	1 pz.
LLG07020772	Beakers 250mltall form, without spout	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

