



Vaso de precipitados, DURAN[®], forma alta, sin pico

Vaso de precipitados, DURAN[®], forma alta, sin pico

Con escala de fácil lectura y gran campo de etiquetado para un marcado fácil. Cerámica blanca de marca y, por tanto, de gran durabilidad.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG07020771 | Beakers, tall form DURAN150ml without s | 1 pz. |
| LLG07020772 | Beakers 250mltall form, without spout | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

