

Hisopos de precisión

Ideal-tek

Hisopos de precisión

Los hisopos de precisión están diseñados para su uso en una variedad de entornos y aplicaciones. Son ideales para usar con desengrasantes más limpios, limpiadores de cabezales, removedores de flujo y otros solventes para una limpieza rápida y precisa.

Hisopos envueltos de espuma

- -Hisopos rodeados de espuma duraderos para aplicaciones precisas
- -Atrapan bien las partículas y funcionan bien como aplicadores de disolventes
- -Puntas pequeñas que permiten su uso en zonas de dificil acceso
- -La espuma proporciona una resistencia superior a la abrasión para la retirada de contaminantes resistentes
- -Su extremo puntiagudo trabaja bien como recolector Hisopos de poliéster sellados
- -Hisopos multiuso muy limpios y duraderos
- -Se caracterizan por una cabeza de tejido no hilado, siendo resistentes a ácidos y disolventes
- -Cantos sellados que les dan gran resistencia y no tienen partículas o fibras sueltas
- -Ideal para frotar con fuerza alrededor de formas elevadas
- -El tratamiento en sala limpia permite que su contenido de residuos no volátiles e iónicos, y de partículas contaminantes sea mínimo

Hisopos de espuma sellada

- -Hisopos de múltiples usos desde el punto de vista económico
- -Retención de disolventes muy buena
- -Excelente atrapamiento de partículas
- -La estructura celular abierta les aporta una capacidad de sujeción de disolventes excelente
- -Libres de adhesivos o aglutinantes que pudieran contaminar el proceso
- -La construcción sin fibras no genera partículas
- -Adecuados para salas limpias ISO Clase 4 y superiores







Code	Description	Packaging
LLG04655171	All-purpose Swab 150 mm round tip, head	125 pz.
LLG06266882	Swab 71 mm, pointed end head PU foam, 3.	125 pz.
LLG06266884	All-purpose Swab 70 mm round tip, head p	125 pz.
LLG06266885	All-purpose Swab 70 mm round tip, head p	125 pz.
LLG06266886	All-purpose Swab 70 mm round flexible ti	125 pz.
LLG06266887	All-purpose Swab 70 mm round tip, head P	125 pz.
LLG06266888	Swab 80 mm pointed tip head PU foam, 2.7	125 pz.
LLG06266889	Swab 68 mm round tip head PU foam, 2.5 x	125 pz.











CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System