



Hisopos de precisión

Ideal-tek

Hisopos de precisión

Los hisopos de precisión están diseñados para su uso en una variedad de entornos y aplicaciones. Son ideales para usar con desengrasantes más limpios, limpiadores de cabezales, removedores de flujo y otros solventes para una limpieza rápida y precisa.

Hisopos envueltos de espuma

- Hisopos rodeados de espuma duraderos para aplicaciones precisas
- Atrapan bien las partículas y funcionan bien como aplicadores de disolventes
- Puntas pequeñas que permiten su uso en zonas de difícil acceso
- La espuma proporciona una resistencia superior a la abrasión para la retirada de contaminantes resistentes
- Su extremo puntiagudo trabaja bien como recolector

Hisopos de poliéster sellados

- Hisopos multiuso muy limpios y duraderos
- Se caracterizan por una cabeza de tejido no hilado, siendo resistentes a ácidos y disolventes
- Cantos sellados que les dan gran resistencia y no tienen partículas o fibras sueltas
- Ideal para frotar con fuerza alrededor de formas elevadas
- El tratamiento en sala limpia permite que su contenido de residuos no volátiles e iónicos, y de partículas contaminantes sea mínimo

Hisopos de espuma sellada

- Hisopos de múltiples usos desde el punto de vista económico
- Retención de disolventes muy buena
- Excelente atrapamiento de partículas
- La estructura celular abierta les aporta una capacidad de sujeción de disolventes excelente
- Libres de adhesivos o aglutinantes que pudieran contaminar el proceso
- La construcción sin fibras no genera partículas
- Adecuados para salas limpias ISO Clase 4 y superiores





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

