



Microondas SEVERIN MW 7875, plateado/negro

Microondas SEVERIN MW 7875, plateado/negro

- Potencia: aprox. 700 W
- Capacidad interior: aprox. 20 l
- Potencia continuamente variable, (por tiempo o peso)
- Temporizador de 30 minutos con señal acústica
- El diámetro del plato giratorio es de aproximadamente 24,5 cm.
- Carcasa resistente al calor
- Dimensiones (An x L x Alt): 452 x 352 x 262mm





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

