

**Vaso de precipitados, DURAN<sup>®</sup>, forma baja****DURAN Group****Vaso de precipitados, DURAN<sup>®</sup>, forma baja**

DIN 12331. ISO 3819. Con graduaciones aproximadas y pico. Con escala de fácil lectura y gran campo de etiquetado para un marcado fácil. En cerámica blanca altamente resistente al fuego. Debido al grosor uniforme de la pared, son adecuados para su uso como recipiente de calentamiento. Tipo de vidrio I / neutro según USP, EP y JP. Con código retrase (identificación de lote), para todos excepto 5ml, 10ml y 25ml. Certificado disponible a través de Internet. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG04665744	Beakers,DURAN®,low form,cap. 800 ml 10PZ	10 pz.
LLG04665745	Beakers,DURAN®,low form,cap. 600 ml 10PZ	10 pz.
LLG04665746	Beakers,DURAN®,low form,cap. 25 ml w 10P	10 pz.
LLG04665747	Beakers,DURAN®,low form,cap. 1000 ml 10P	10 pz.
LLG04665748	Beakers,DURAN®,low form,cap. 400 ml 10PZ	10 pz.
LLG04665749	Beakers,DURAN®,low form,cap. 250 ml 10PZ	10 pz.
LLG04665750	Beakers,DURAN®,low form,cap. 150 ml 10PZ	10 pz.
LLG04665751	Beakers,DURAN®,low form,cap. 100 ml 10PZ	10 pz.
LLG04665752	Beakers,DURAN®,low form,cap. 5 ml wi 10P	10 pz.
LLG04665753	Beakers,DURAN®,low form,cap. 50 ml w 10P	10 pz.
LLG04665754	Beakers,DURAN®,low form,cap. 10 ml w 10P	10 pz.
LLG09013007	Beakers,DURAN®,low form,cap. 5 ml	1 pz
LLG09013008	Beakers,DURAN®,low form,cap. 10 ml	1 pz
LLG09013014	Beakers,DURAN®,low form,cap. 25 ml	1 pz
LLG09013017	Beakers,DURAN®,low form,cap. 50 ml	1 pz
LLG09013024	Beakers,DURAN®,low form,cap. 100 ml	1 pz
LLG09013029	Beakers,DURAN®,low form,cap. 150 ml	1 pz
LLG09013036	Beakers,DURAN®,low form,cap. 250 ml	1 pz
LLG09013041	Beakers,DURAN®,low form,cap. 400 ml	1 pz
LLG09013048	Beakers,DURAN®,low form,cap. 600 ml	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09013053	Beakers,DURAN®,low form,cap. 800 ml	1 pz
LLG09013054	Beakers,DURAN®,low form,cap. 1000 ml	1 pz
LLG09013063	Beakers,DURAN®,low form,cap. 2000 ml	1 pz
LLG09013068	Beakers,DURAN®,low form,cap. 3000 ml	1 pz
LLG09013073	Beakers,DURAN®,low form,cap. 5000 ml	1 pz
LLG09013086	Beakers,DURAN®,low form,cap. 10000 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

