

**Tamices celulares LLG, nylon, estériles****LLG Labware****Tamices celulares LLG, nylon, estériles**

Los tamices celulares son especialmente adecuados para la generación de suspensiones celulares únicas homogéneas de tejido o de lisados celulares básicos

- Disponibles en 3 tamaños de malla, 40 μm : 70 μm , y 100 μm
- Tamaño de la malla según código de color
- Diseñados para ajustarse a tubos de 50ml
- Empaquetados individualmente
- Mango y revestimiento para un manejo aséptico mejorado
- Malla de nylon
- No pirogénicos



Code	Description	Packaging
LLG06268091	LLG-cell strainer mesh size 100µmNyl/50	50 pezzi
LLG06268092	LLG-cell strainer mesh size 70µmNylo/50	50 pz
LLG06268093	LLG-cell strainer mesh size 40µmNylo/50	50 pezzi



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

