

**Molino Cross beater SK 300**

Retsch

Molino Cross beater SK 300

El molino cross beater SK 300 se utiliza para la reducción de tamaño preliminar y fino por lotes o de forma continua. Este robusto molino es adecuado tanto para laboratorios como para las duras condiciones de un entorno de producción.

Gracias al potente accionamiento y a la velocidad del rotor de hasta 4000 rpm, a menudo es posible alcanzar una finura final 100 micrones en un solo proceso.

Características:

- Alto rendimiento para la reducción del tamaño de los lotes de grandes volúmenes de muestras
- Adecuado para tamaños de alimento de hasta 25 mm
- Velocidad ajustable de 2000 a 4000rpm
- Finura final definida debido a los tamices de fondo con tamaños de apertura de 0,12 a 10 mm
- Limpieza rápida gracias al cassette, la tolva y el rotor de ajuste a presión fácilmente extraíbles
- Filtro de anillo y recipiente colector con una cómoda y hermética toma de bayoneta
- Bloqueo rápido de la puerta, cierre de seguridad y freno eléctrico

**Principio de función:**

La reducción de tamaño en el SK 300 se produce por efectos de impacto y cizallamiento. El aire aspirado a través de la tolva por el batidor transversal acelera la descarga de material molido. La fracción fina transportada por el aire es separada por un sistema de filtro posterior.

Se suministra con: Molino Cross Beater con inserto de molienda, batidor transversal, placas desviadoras, manguera de filtro, recipiente colector de 5l

Tamices de fondo y soporte de base, pedir por separado.

Alimentación y tamices de fondo en otros tamaños están disponibles a petición.

Especificaciones

Tamaño de la alimentación: hasta 25 mm



Finura final: aprox. 0,1 mm

Rango de velocidad: 2000 hasta 4000 rpm

Dimensiones (An x L x Alt) con soporte de base: 600 x 700 x 1200 mm

Peso: aprox. 57 kg

Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG06268112	Cross Beater Mill SK 300 up to 25mm, 20	1 pz.
LLG06268113	Cross Beater Mill SK 300 up to 25mm, 20	1 pz.
LLG06268114	Cross Beater Mill SK 300 up to 25mm, 20	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

