



Accesorios para Molinos de rotor molturador SR 300

Retsch

Accesorios para Molinos de rotor molturador SR 300

- Tamiz circular con orificios trapezoidales, inoxidable
- Estructura de retención 360°, inoxidable

Otros tamaños de apertura bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG06268107	Retaining frame for ring sieve for SR 3	1 pz.
LLG09738914	Ring sieveconidur holes 0,25mm	1 pz.
LLG09738915	Ring sieveconidur holes 0,50mm	1 pz.
LLG09738916	Ring sieveconidur holes 0,75mm	1 pz.
LLG09738917	Ring sieveconidur holes 1,00mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

