

**Vaso de precipitados, DURAN<sup>®</sup>, forma alta****DURAN Group****Vaso de precipitados, DURAN<sup>®</sup>, forma alta**

DIN 12331. ISO 3819. Con graduaciones aproximadas y pico. Con escala de fácil lectura y gran campo de etiquetado para facilitar el marcaje, en cerámica blanca ignífuga y de gran durabilidad. Debido al grosor uniforme de la pared, es adecuado para su uso como recipiente de calentamiento. Tipo de vidrio I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Con código retrase (Batch Identification). Certificado disponible a través de Internet. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG04665755	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 100 ml 10P	10 pz.
LLG04665756	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 1000 m 10P	10 pz.
LLG04665757	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 800 ml 10P	10 pz.
LLG04665758	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 250 ml 10P	10 pz.
LLG04665759	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 150 ml 10P	10 pz.
LLG04665760	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 600 ml 10P	10 pz.
LLG04665761	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 400 ml 10P	10 pz.
LLG04665762	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 50 ml 10PZ	10 pz.
LLG09013117	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 50 ml	1 pz
LLG09013124	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 100 ml	1 pz
LLG09013129	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 150 ml	1 pz
LLG09013136	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 250 ml	1 pz
LLG09013141	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 400 ml	1 pz
LLG09013148	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 600 ml	1 pz
LLG09013153	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 800 ml	1 pz
LLG09013154	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 1000 ml	1 pz
LLG09013163	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 2000 ml	1 pz
LLG09013168	Beakers,DURAN®,tall form,cap. 3000 ml	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

