

**Vasos de precipitados Griffin, PP****VITLAB****Vasos de precipitados Griffin, PP**

Altamente transparentes. Con pico y una escala bien legible impresa en azul en relieve. Para conservar las marcas, se recomienda una limpieza a una temperatura no superior a 60 °C. Adecuados para alimentos conforme a la normativa CE nr. 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG04667573	Griffin beaker 600 ml, PP blue-embossed	6 pz.
LLG04667574	Griffin beaker 150 ml, PP blue-embossed	12 pz.
LLG04667575	Griffin beaker 100 ml, PP blue-embossed	12 pz.
LLG04667576	Griffin beaker 50 ml, PP blue-embossed g	12 pz.
LLG04667577	Griffin beaker 250 ml, PP blue-embossed	6 pz.
LLG04667582	Griffin beaker 1000 ml, PP blue-embossed	6 pz.
LLG04667583	Griffin beaker 500 ml, PP blue-embossed	6 pz.
LLG04667584	Griffin beaker 400 ml, PP blue-embossed	6 pz.
LLG04667585	Griffin beaker 2000 ml, PP blue-embossed	6 pz.
LLG04667586	Griffin beaker 25 ml, PP blue-embossed g	12 pz.
LLG09013208	Griffin beaker 10 ml, PPblue-embossed g	1 pz.
LLG09013209	Griffin beaker 400 ml, PPblue-embossed	1 pz.
LLG09013220	Griffin beaker 25 ml, PPblue-embossed g	1 pz.
LLG09013228	Griffin beaker 50 ml, PPblue-embossed g	1 pz.
LLG09013238	Griffin beaker 100 ml, PPblue-embossed	1 pz.
LLG09013244	Griffin beaker 150 ml, PPblue-embossed	1 pz.
LLG09013248	Griffin beaker 250 ml, PPblue-embossed	1 pz.
LLG09013254	Griffin beaker 500 ml, PPblue-embossed	1 pz.
LLG09013256	Griffin beaker 600 ml, PPblue-embossed	1 pz.
LLG09013262	Griffin beaker 1000 ml, PPblue-embossed	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09013264	Griffin beaker 2000 ml, PPblue-embossed	1 pz.
LLG09013266	Griffin beaker 3000 ml, PPblue-embossed	1 pz.
LLG09013270	Griffin beaker 5000 ml, PPblue-embossed	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

