

**Membrana de transferencia LLG, PVDF****LLG Labware****Membrana de transferencia LLG, PVDF**

Membrana de transferencia hidrofóbica de fluoruro de polivinilideno (PVDF) con elevada capacidad de enlace. Ideal para su uso en aplicaciones de enlaces proteínicos como la inmunoelectrotransferencia, ensayos en fase sólida y procesos de inmunoelectrotransferencia. Capacidad de enlace BSA de 125  $\mu\text{g}/\text{cm}^2$





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

