

**Semimáscara Serie 6000****3M Deutschland****Semimáscara Serie 6000**

Económica y fácil de cuidar. Las semimáscaras de la serie 3M™ 6000 convencen por su buena relación calidad-precio. Son de bajo mantenimiento, fáciles de manejar y extremadamente ligeras. Disponible en 3 tamaños.

- Cuerpo de la máscara extremadamente ligero
- Vista sin obstáculos gracias a su diseño compacto
- Sistema de doble filtro para una buena distribución del peso
- Amplia gama de filtros para una variedad de usos
- Compatible con las gafas 3M™

Pedir los filtros correspondientes por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06202382	Half mask size S, type 6100/1	1 pz
LLG06303898	Half mask 6000, size M/1	1 pz
LLG06303899	Half mask 6000, size L/1	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

