

**IlgMembrana de transferencia , nitrocelulosa reforzada****LLG Labware****IlgMembrana de transferencia , nitrocelulosa reforzada**

Membranas de transferencia de nitrocelulosa reforzada que combinan las características de enlace de las membranas de nitrocelulosa con la resistencia de las membranas de nylon. Estas membranas se usan para transferencias de ADN/ARN necesarias en hibridaciones múltiples. Para utilizar con quimioluminiscencia y sistemas de detección radiográfica. Capacidad de enlace de BSA de hasta 100 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

