

**Membrana de transferencia LLG, nitrocelulosa****LLG Labware****Membrana de transferencia LLG, nitrocelulosa**

Membrana de transferencia de nitrocelulosa pura para todas las aplicaciones proteínicas o de inmunoelectrotransferencia. La elevada sensibilidad garantiza resultados excelentes en todas las transferencias. Compatible con todos los sistemas de detección. Capacidad de enlace BSA de hasta 100 µg/cm².





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

