



Frascos de cuello ancho con deflectores, GLS 80<sup>®</sup>, DURAN<sup>®</sup>, con tapón roscado

DURAN Group

### Frascos de cuello ancho con deflectores, GLS 80<sup>®</sup>, DURAN<sup>®</sup>, con tapón roscado

Frasco de boca ancha con tres deflectores verticales en la superficie de las botellas GLS 80<sup>®</sup> que interrumpen el movimiento de remolino. Los deflectores mejoran la circulación de arriba a abajo y producen una mayor mezcla radial. Ofrecen otras ventajas, tales como la supresión de la formación de un vórtice central, y la reducción de zonas muertas-donde no se produce de mezcla.

- Compatible tanto con agitadores magnéticos u otras barras de agitación magnética
- Fabricado de vidrio borosilicato 3.3 DURAN<sup>®</sup>
- Totalmente autoclavable
- Anchura de la boca de 65 mm de diámetro que proporciona un fácil acceso al contenido y a su limpieza
- Los deflectores se moldean en las paredes de vidrio de las botellas y las paredes lisas facilitan su limpieza
- Compatible con toda la gama de conexiones de boca ancha de GLS 80<sup>®</sup> para la adición o mezcla de líquidos mediante barras de agitación
- Botellas graduadas
- Con anillo de vertido

#### Aplicaciones

- Airear
- Disolver
- Emulsionar
- Homogeneizar
- Mezcla
- Resuspensión



Code	Description	Packaging
LLG06270534	Baffled wide mouth bottle GLS80® 250ml,	1 pz.
LLG06270535	Baffled wide mouth bottle GLS80® 500ml,	1 pz.
LLG06270536	Baffled wide mouth bottle GLS80® 1000ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

