



## Esterilla para el lugar de trabajo, WERKSTEP

### Esterilla para el lugar de trabajo, WERKSTEP

La esterilla para el lugar de trabajo WERKSTEP es un protector del suelo ergonómico que se ha analizado para responder al estrés permanente de las estaciones de trabajo. La textura elástica y su superficie reducen el estrés que aparece en huesos, articulaciones y músculos. La presión en el dedo sensible y en las secciones del pie se reduce considerablemente pues las esterillas amortiguan el peso del cuerpo. Esta ayuda a mantener los pies en movimiento, estimulando imperceptiblemente la circulación. La esterilla para el lugar de trabajo WERKSTEP promueve la circulación de la sangre en las piernas..

Uso Para las zonas de preparación de alimentos secas y húmedas, OP, zonas de laboratorio o higiene

Material: Nitrilo, NBR

Color: gris

Peso: 5,8 kg

Dimensiones: 60x90 cm

grosor: 14,5 mm

Resistencia a la temperatura +96°C durante 8 horas

superficie protuberante

Lado inferior: Dorso texturizado para mejor adherencia, efecto repelente al agua



Code	Description	Packaging
LLG09732225	Work place mat Food-Grade telegrey 60/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

