

**Semimáscara serie 7500****3M Deutschland****Semimáscara serie 7500**

Las semimáscaras serie 3M™ 7500 son de silicona de tacto agradable y caracterizadas por unas cintas "Drop-down". Estas cintas permiten quitarse la máscara fácilmente durante descansos cortos y que cuelgue sobre el pecho sin tener que retirarla por completo.

- Cintas "Drop-down"
- Cintas ajustables y elásticas
- Valvula de exhalación patentada 3M™ Cool Flow™
- Ajuste de sellado perfecto gracias a un sellado facial estructurado
- Doble sistema de filtro para una resistencia a la respiración reducida y buena distribución del peso
- Gama amplia de piezas de recambio y filtros
- 3 tallas- ajuste para cada forma de cara
- Compatible con 3M™ Goggles

Pedir los filtros correspondientes por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06225803	Silicone half mask body size S serie /1	1 pz.
LLG06230881	Silicone half mask body size L serie /1	1 pz.
LLG07630104	Silicone half mask body size Mserie 750	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

