

**Semimáscara serie 7500****3M Deutschland****Semimáscara serie 7500**

Las semimáscaras serie 3M™ 7500 son de silicona de tacto agradable y caracterizadas por unas cintas "Drop-down". Estas cintas permiten quitarse la máscara fácilmente durante descansos cortos y que cuelgue sobre el pecho sin tener que retirarla por completo.

- Cintas "Drop-down"
- Cintas ajustables y elásticas
- Valvula de exhalación patentada 3M™ Cool Flow™
- Ajuste de sellado perfecto gracias a un sellado facial estructurado
- Doble sistema de filtro para una resistencia a la respiración reducida y buena distribución del peso
- Gama amplia de piezas de recambio y filtros
- 3 tallas- ajuste para cada forma de cara
- Compatible con 3M™ Goggles

Pedir los filtros correspondientes por separado.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06225803 | Silicone half mask body size S serie /1 | 1 pz. |
| LLG06230881 | Silicone half mask body size L serie /1 | 1 pz. |
| LLG07630104 | Silicone half mask body size Mserie 750 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

