

**Guantes desechables classicLLG, látex****LLG Labware****Guantes desechables classicLLG, látex**

El guante ideal para todo tipo de aplicaciones que requieran una elevada sensibilidad táctil.

- Agradables para la piel
- Sin polvo
- Excelente sensibilidad táctil
- Alta durabilidad gracias a una formulación especial
- Cat. III Baja Resistencia química.** AQL 1.5.
- Libres de tiuram, riesgo reducido de eczemas de contacto.

De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016, EN 420

Adecuados para la manipulación de alimentos.

Puede encontrar la lista de compatibilidad apropiada en www.llg-labware.com en la sección de descargas.

Forma del guante: plano con borde enrollado, ambidiestro

Material: látex natural

Color: blanco natural

Cara exterior: dedos texturizados

Cara interior: sin polvo

Tamaño / longitud: S, M, L, XL / med. 240 mm

Grosor (medido en doble capa): 0,20 mm



Code	Description	Packaging
LLG09006383	LLG-Disp. gloves Classic Latex T. S /100	100 pz
LLG09006384	LLG-Disp. gloves Classic Latex T. M /100	100 pz
LLG09006385	LLG-Disp. gloves Classic Latex T. L /100	100 pz
LLG09006386	LLG-Disp. gloves Classic Latex T.XL /90	90 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

