

**Vasos de precipitados Griffin, ETFE****VITLAB****Vasos de precipitados Griffin, ETFE**

Transparentes. Con una escala negra fácilmente legible e impresa.

Muy buena resistencia química y muy alta estabilidad térmica de -100°C a $+150^{\circ}\text{C}$.

Para preservar las marcas, no se recomienda la limpieza a más de 60°C .



Code	Description	Packaging
LLG09013192	Beakers, 500 ml, ETFE, low formblack pr	1 pz.
LLG09013702	Beakers,ETFE,low form,cap. 25 ml,gradua	1 pz.
LLG09013703	Beakers,ETFE,low form,cap. 50 ml,gradua	1 pz.
LLG09013704	Beakers,ETFE,low form,cap. 100 ml,gradu	1 pz.
LLG09013706	Beakers,ETFE,low form,cap. 250 ml,gradu	1 pz.
LLG09013707	Beakers,ETFE,low form,cap. 400 ml,gradu	1 pz.
LLG09013708	Beakers,ETFE,low form,cap. 600 ml,gradu	1 pz.
LLG09013710	Beakers,ETFE,low form,cap. 1000 ml,grad	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

