



## Cronómetro mecánico

### Cronómetro mecánico

Inicio/Paro/reajuste mediante simple corona, mecanismo de reloj, 13 gemas, caja metálica de cromo, margen de medición 15 minutos, incrementos de 1/10 segundos, Suministrado con cordón y caja blanda  
Ø 50 mm, 250 g (incl. envase)



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09851021 | Mechanical-stopwatch 50 mm dia.13 jewel | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

