



Cronómetro mecánico

Cronómetro mecánico

Inicio/Paro/reajuste mediante simple corona, mecanismo de reloj, 13 gemas, caja metálica de cromo, margen de medición 15 minutos, incrementos de 1/10 segundos, Suministrado con cordón y caja blanda

Ø 50 mm, 250 g (incl. envase)



CARLO ERBA
REAGENTS

Code	Description	Packaging
LLG09851021	Mechanical-stopwatch 50 mm dia.13 jewel	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

