

**Bombas peristálticas con cassettes multicanal de precisión IPC, IPC-N, IP e IP-N****Serie IP e IP-N, sin funciones de dosificación**

- Controladas por microprocesador
- Bombas muy precisas

**Serie IPC e IPC-N, con funciones de dosificación**

- Controladas por microprocesador
- Bombas muy precisas
- Con funcionamiento en espera (evita que las tuberías se sequen, p. Ej., durante la noche)
- Con función de calibración y dosificación

**Serie IPC-N e IP-N**

- 4, 8, 12, 16 o 24 canales
- 8 rodillos de acero inoxidable accionados activamente
- Teclado transparente y pantalla LED
- Cassettes Click'n'go que proporcionan condiciones de oclusión definidas y repetibles
- Se pueden insertar diferentes tamaños de tubos en cada canal.
- 2 Tubos de tapón
- Presión diferencial: 1,0 bar

**Especificaciones IPC e IPC-N:****Tipo de motor:****Velocidad: DC****IPC: 0,4 - 44 rpm****IPC-N: 0,11 - 11,25 rpm****Ajuste de la velocidad:****Ajuste del caudal: 1 a 100%, resolución 0,1%  
en µl/min a ml/min****Potencia:****Requisitos de alimentación: 30 W****230V 50Hz, 115V 60Hz (seleccionable)****Grado de protección: IP 30****Especificaciones IP e IP-N:****Tipo de motor:****Velocidad: DC****IP: 0,4 - 44 rpm****IP-N: 0,11 - 11,25 rpm****Ajuste de la velocidad: 1 a 100 %, resolución 0,1 %****IP; rpm, resolución 0,1 rpm****IP-N: rpm, resolución 0,03 rpm****Potencia:****Requisitos de alimentación: 30 W****230V 50Hz, 115V 60Hz (seleccionable)****Grado de protección: IP 30**



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

