

**Balanzas analíticas Adventurer[®]AX****OHAUS****Balanzas analíticas Adventurer[®]AX**

- Estabilización rápida y funcionamiento fiable para asegurar un rendimiento de pesaje sólido y resultados precisos y repetibles
- Dos puertos USB con capacidad de seguimiento GLP/GMP ayudan a la supervisión y la presentación de informes de los datos
- La pantalla táctil en color de amplio ángulo de visión proporciona acceso a todas las aplicaciones
- Reducción de la superficie de apoyo gracias a las puertas del protector contra corrientes de aire de dos piezas montadas en la parte superior
- Sistema de calibración interna automática AutoCal™ o calibración externa tradicional (modelos de calibración externa -/E)
- Modelos aprobados por la CE disponibles
- Aplicaciones: Pesaje (17 unidades + unidad personalizada), recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control, pesaje dinámico, totalización/estadística, formulación, determinación de la densidad, retención de pantalla
- Pantalla: Pantalla táctil gráfica VGA a todo color de 109 mm (4,3") con brillo controlado por el usuario
- Operación: Operación de red
- Comunicación: RS232, USB Host, Dispositivo USB (incluido). Salida de datos conforme a GLP/GMP
- Construcción: Base de metal fundido, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio con puertas laterales de dos piezas montadas en la parte superior y puerta superior deslizante, cubierta reemplazable en uso
- Características de diseño: Protector contra corrientes de aire de dos piezas, montado en la parte superior, que ahorra espacio, con paneles desmontables en los modelos de 0,1 mg y 0,001 g. Calibración automática interna AutoCal™ o externa. Función de asistencia de nivel con indicador de nivel iluminado. Ajustes ambientales y de impresión automática seleccionables. Gancho de pesaje integral por debajo. Cubierta protectora en uso completa. Interruptor de bloqueo del software

**Especificaciones****Precisión de lectura: 0,1 mg****Ø placa de pesaje: 90 mm**

Fuente de alimentación: 100...240 V/50/60 Hz

| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06268193 | Analytical balance Adventurer® AX124 /1 | 1 pz. |
| LLG06268195 | Analytical balance Adventurer® AX124//1 | 1 pz. |
| LLG06268196 | Analytical balance Adventurer® AX224 /1 | 1 pz. |
| LLG06268197 | Analytical balance Adventurer® AX224M/1 | 1 pz |



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06268198 | Analytical balance Adventurer® AX224//1 | 1 pz. |
| LLG06268199 | Analytical balance Adventurer® AX324 /1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

