

**Balanzas analíticas Adventurer[®]AX****OHAUS****Balanzas analíticas Adventurer[®]AX**

- Estabilización rápida y funcionamiento fiable para asegurar un rendimiento de pesaje sólido y resultados precisos y repetibles
- Dos puertos USB con capacidad de seguimiento GLP/GMP ayudan a la supervisión y la presentación de informes de los datos
- La pantalla táctil en color de amplio ángulo de visión proporciona acceso a todas las aplicaciones
- Reducción de la superficie de apoyo gracias a las puertas del protector contra corrientes de aire de dos piezas montadas en la parte superior
- Sistema de calibración interna automática AutoCal™ o calibración externa tradicional (modelos de calibración externa -/E)
- Modelos aprobados por la CE disponibles
- Aplicaciones: Pesaje (17 unidades + unidad personalizada), recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control, pesaje dinámico, totalización/estadística, formulación, determinación de la densidad, retención de pantalla
- Pantalla: Pantalla táctil gráfica VGA a todo color de 109 mm (4,3") con brillo controlado por el usuario
- Operación: Operación de red
- Comunicación: RS232, USB Host, Dispositivo USB (incluido). Salida de datos conforme a GLP/GMP
- Construcción: Base de metal fundido, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio con puertas laterales de dos piezas montadas en la parte superior y puerta superior deslizante, cubierta reemplazable en uso
- Características de diseño: Protector contra corrientes de aire de dos piezas, montado en la parte superior, que ahorra espacio, con paneles desmontables en los modelos de 0,1 mg y 0,001 g. Calibración automática interna AutoCal™ o externa. Función de asistencia de nivel con indicador de nivel iluminado. Ajustes ambientales y de impresión automática seleccionables. Gancho de pesaje integral por debajo. Cubierta protectora en uso completa. Interruptor de bloqueo del software

Especificaciones**Precisión de lectura: 0,1 mg****Ø placa de pesaje: 90 mm****Fuente de alimentación: 100...240 V/50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG06268193	Analytical balance Adventurer® AX124 /1	1 pz.
LLG06268195	Analytical balance Adventurer® AX124//1	1 pz.
LLG06268196	Analytical balance Adventurer® AX224 /1	1 pz.
LLG06268197	Analytical balance Adventurer® AX224M/1	1 pz.
LLG06268198	Analytical balance Adventurer® AX224//1	1 pz.
LLG06268199	Analytical balance Adventurer® AX324 /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

