

**Balanzas de precision Adventurer<sup>®</sup>AX****OHAUS****Balanzas de precision Adventurer<sup>®</sup>AX**

- Estabilización rápida y funcionamiento fiable para asegurar un rendimiento de pesaje sólido y resultados precisos y repetibles
- Dos puertos USB con capacidad de seguimiento GLP/GMP ayudan a la supervisión y la presentación de informes de los datos
- La pantalla táctil en color de 4,3" de gran ángulo de visión proporciona acceso a todas las aplicaciones
- Reducción de la superficie de apoyo gracias a las puertas del protector contra corrientes de aire de dos piezas montadas en la parte superior
- Los modelos de 0,01g tienen grandes platos de pesaje
- Sistema de calibración interna automática AutoCal™ o calibración externa tradicional (modelos de calibración externa -/E)
- Modelos aprobados por la CE disponibles
- Aplicaciones: Pesaje (17 unidades + unidad personalizada), recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control, pesaje dinámico, totalización/estadística, formulación, determinación de la densidad, retención de pantalla
- Pantalla: Pantalla táctil gráfica VGA a todo color de 109 mm (4,3") con brillo controlado por el usuario
- Operación: Operación de la red eléctrica
- Comunicación: RS232, USB Host, Dispositivo USB (incluido). Salida de datos conforme a GLP/GMP con reloj en tiempo real
- Construcción: Base de metal fundido a presión, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire de vidrio con puertas laterales de dos piezas montadas en la parte superior y puerta superior deslizante (sólo en los modelos de 0,1 y 1mg), indicador de nivel frontal iluminado, pesaje integral por debajo del gancho, soporte de seguridad, cerradura de calibración, cubierta completa de la carcasa en uso
- Características del diseño: Protector contra corrientes de aire de dos piezas, montado en la parte superior, que ahorra espacio, con paneles desmontables en los modelos de 0,1 mg y 0,001 g. Calibración automática interna AutoCal™ o calibración externa. Función de asistencia de nivel con indicador de nivel iluminado. Ajustes ambientales y de impresión automática seleccionables. Gancho de pesaje integral por debajo. Cubierta protectora completa en uso. Interruptor de bloqueo del software



Code	Description	Packaging
LLG06266893	Precision balance Adventurer® AX223/E/1	1 pz
LLG06267263	Precision balance Adventurer® AX2202 /1	1 pz.
LLG06268208	Precision balance Adventurer® AX223 2/1	1 pz.
LLG06268210	Precision balance Adventurer® AX423 4/1	1 pz.
LLG06268212	Precision balance Adventurer® AX423/E/1	1 pz.
LLG06268213	Precision balance Adventurer® AX523 5/1	1 pz.
LLG06268215	Precision balance Adventurer® AX523/E/1	1 pz.
LLG06268218	Precision balance Adventurer® AX1502 /1	1 pz.
LLG06268220	Precision balance Adventurer® AX1502//1	1 pz.
LLG06268222	Precision balance Adventurer® AX2202//1	1 pz.
LLG06268223	Precision balance Adventurer® AX4202 /1	1 pz.
LLG06268225	Precision balance Adventurer® AX4202//1	1 pz.
LLG06268226	Precision balance Adventurer® AX5202 /1	1 pz.
LLG06280937	Precision balance Adventurer® AX422 4/1	1 pz.
LLG06280938	Precision balance Adventurer® AX422/E/1	1 pz.
LLG06280939	Precision balance Adventurer® AX822 8/1	1 pz.
LLG06280940	Precision balance Adventurer® AX822/E/1	1 pz.
LLG06280941	Precision balance Adventurer® AX2201 /1	1 pz.
LLG06280942	Precision balance Adventurer® AX2201//1	1 pz.
LLG06280943	Precision balance Adventurer® AX4201 /1	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06280944	Precision balance Adventurer® AX4201//1	1 pz.
LLG06280945	Precision balance Adventurer® AX8201 /1	1 pz.
LLG06280946	Precision balance Adventurer® AX8201//1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

