




Banco térmico, Sistema Kofler

Banco térmico, Sistema Kofler

Muy fácil de usar. Se pueden observar varias características simultáneamente. Ajuste de la escala de temperatura lineal. Permite una rápida identificación de las sustancias orgánicas. Se suministra con juegos de materiales de prueba y estándares. Marcado CE.

Dimensiones (An x L x Alt): 430 x 100 x 140mm

Rango de temperatura: +50 a +260 °C



Code	Description	Packaging
LLG09830160	Kofler hot bench+50°C - +260°C230 V, 50	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

