

**Cronómetro Stopstar 2**

Hanhart 1882 GmbH

**Cronómetro Stopstar 2**

Con pantalla LCD de 7 dígitos. Funciones: arranque, parada, reset, adición, división, doble medición.

- Visualización adicional de fecha y hora
- Duración de la batería aprox. 2,5 años
- Altura de los números: 7 mm
- Batería incluida

**Especificaciones**

**Rango: 9 hrs., 59 min., 59,99 seg.**

**Precisión: 1/100 seg.**

**Dimensiones: 61 x 82 x 28 mm**

**Peso: aprox. 70 g**

**Fuente de alimentación: 1 x AA 1,5 V**



Code	Description	Packaging
LLG06205769	hand stopwatch 1/100 sek.black	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

