

**Cronómetro Stopstar 2**

Hanhart 1882 GmbH

Cronómetro Stopstar 2

Con pantalla LCD de 7 dígitos. Funciones: arranque, parada, reset, adición, división, doble medición.

- Visualización adicional de fecha y hora
- Duración de la batería aprox. 2,5 años
- Altura de los números: 7 mm
- Batería incluida

Especificaciones

Rango: 9 hrs., 59 min., 59,99 seg.

Precisión: 1/100 seg.

Dimensiones: 61 x 82 x 28 mm

Peso: aprox. 70 g

Fuente de alimentación: 1 x AA 1,5 V



Code	Description	Packaging
LLG06205769	hand stopwatch 1/100 sek.black	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

