




Tapones roscados HT para altas temperaturas, PPS

Tapones roscados HT para altas temperaturas, PPS

Junta de PTFE o silicona de PPS (sulfuro de polifenileno). Estos tapones son especialmente resistentes a las cargas mecánicas, incluso a temperaturas de hasta 250°C. Por su estriado, que brinda un extraordinario agarre, son seguros y se pueden cerrar y abrir fácilmente. El líquido del recipiente sólo entra en contacto directo con el PTFE de la junta; la silicona compensa las pequeñas irregularidades del cuello del frasco.



Code	Description	Packaging
LLG09209070	Screw cap HT GL 14/1	1 pz.
LLG09209071	Screw cap HT GL 18/1	1 pz.
LLG09209072	Screw cap HT GL 25/1	1 pz.
LLG09209073	Screw cap HT GI 32/1	1 pz.
LLG09209074	Screw caps HT GL 45/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

