

**Mantas calefactoras de metal, serie KM-MEB**

SAF Wärmetechnik GmbH

Mantas calefactoras de metal, serie KM-MEB

Con un recipiente calefactor de acero inoxidable resistente a la corrosión para protegerse de las fugas de líquido resultantes de un frasco roto.

- Mayor seguridad de trabajo en el laboratorio
- Carcasa de metal recubierta de plástico y resistente a los productos químicos
- El agujero roscado pretaladrado en la parte trasera permite fijar la abrazadera estática
- 2 zonas de calefacción
- Con un controlador incorporado que permite un ajuste continuo de la toma de corriente
- Aisladas térmicamente y conectado a tierra
- Con un interruptor de zona de calefacción incorporado y detección de corriente residual (RCD)



Code	Description	Packaging
LLG06310317	Heating mantle KM-MEB 250ml	1 pz.
LLG06310318	Heating mantle KM-MEB 500ml	1 pz.
LLG06310319	Heating mantle KM-MEB 1000ml	1 pz.
LLG06310320	Heating mantle KM-MEB 2000ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

