



Medidor de CO₂ Air CO₂ntrol 3000

Medidor de CO₂ Air CO₂ntrol 3000

- Pantalla grande
- Rango de medición: 0 a 3000 ppm
- Incluye fuente de alimentación para 230 VAC
- Registrador de datos 24 horas
- Alarma ajustable
- Seleccionable en °C/°F
- Salida de relé para el control de la ventilación

Aplicaciones: Ideal para la monitorización del medio ambiente (concentración de CO₂) en edificios públicos, como universidades, escuelas, por ejemplo, hospitales, centros educativos, oficinas, plantas de producción, instalaciones públicas.

Especificaciones

Rango de CO₂: 0 hasta 3000 ppm

Resolución: 1 ppm (0 hasta 1000 ppm);

5ppm (1000 hasta 2000 ppm);

10 ppm (2000 ppm)

Exactitud: 50 ppm o 5%, sirve el valor máximo

Rango de temperatura: 0 hasta +50°C

Resolución: 0,1°C

Exactitud: ±1% o 1°C, sirve el valor máximo

Pantalla: 7 segment LCD (doble línea)

Carcasa: Plástico (ABS)

Registros de suministro: Adaptador de 230 VAC o 4 pilas AA

Dimensiones: 165 x 80 x 23 mm

Peso: 600 g (incl. embalaje)



Code	Description	Packaging
LLG09726408	CO ² measuring device Air CO ² ntrol 3000t	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6^º Planta 5^º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

